

PRESSALIT®

FURTHER THAN **THE FUTURE**

SOLID PRO

FURTHER THAN

02

Aluminiumsrørets silkematte overflade er modstandsdygtig over for kemisk og mekanisk påvirkning.

01

Solid Pro beslaget kan monteres på en lang række toiletskåle takket være vendbart beslag og reguleringsskiver.

SOLID PRO

Pressalit præsenter markedets første institutionsbeslag med soft close. Solid Pro forbedrer stabiliteten og højner samtidig både komfort og æstetik. Sammen med det tilhørende toiletsæde, Projecta Solid Pro, udgør beslaget en æstetisk helhed med dynamiske kurver og overraskende finesser.

Projecta Solid Pro er blevet udsat for omfattende styrketests – både i Pressalits eget testlaboratorium og i bruger-tests, hvor intensiv belastning og hårdhændet behandling er en del af hverdagen. Toiletsæde og beslag leveres færdigsamlet til direkte montage på en lang række skåle.

THE FUTURE

03

Solid Pro beslaget giver mulighed for montage af toiletsæde uden låg og fås såvel med som uden soft close.

04

Toiletsædet leveres færdigsamlet med Solid Pro beslag til direkte montage på toiletskålen. Det kan ikke kan adskilles af slutbrugeren, hvilket minimerer risikoen for tyveri.

05

Beslaget fremstår helstøbt, og derfor kan skidt og snavs ikke samle sig i hverken huller eller slidser. Det er ligeledes let at komme til at gøre ordentligt rent under beslaget.

06

Projecta Solid Pro er testet i henhold til DIN 19516, som blandt andet tester dæmperne og toiletsædets brudstyrke. Dæmperne skal kunne holde til 30.000 nedfald (hvor toiletsædet selv lukker i) og 13.000 tvungne nedfald (hvor det tvinges i). Låg og ringsæde er testet til en belastning på maksimal 240 kg.

07


Tests beviser konstruktionens ekstreme styrke – fx blev toiletsædet i en sideværtsbelastningstest udsat for 60.000 tryk à 20 kg. Det svarer til belastning 16 gange dagligt i 10 år.

**PATENT
PENDING**

FEATURING SOFT CLOSE

SOFT CLOSE

Vi kender det fra private hjem, men nu er den stille luksus også klar til at indtage projektmarkedet. Solid Pro er markedets første institutionsbeslag med soft close. Det højner både komforten og toiletsædets levetid, da løsningen er et endegyldigt farvel til hårde smæld. Soft close-funktionen bevirker, at sæde og låg stille og roligt daler ned på skålen.



SEATS FOR

MINIMALISTISK DESIGN

Projecta Solid Pro har en slank profil og et harmonisk, kurvet udtryk. Længs bagkanten anes på raffineret vis det silke matte aluminiumsrør, som udgør en del af Solid Pro beslaget. Toiletsædet fås i hvid med Polygiene, der hæmmer væksten af bakterier. Modellen er en universal model.

PROJECTA SOLID PRO

PROJECTA SOLID PRO MED SOFT CLOSE

Projecta Solid Pro med institutionsbeslaget Solid Pro byder på forbedret styrke og stabilitet i unik kombination med soft close-funktionen.

PROJECTA SOLID PRO UDEN SOFT CLOSE

Projecta Solid Pro fås også uden soft close-funktionen, men med samme stabile Solid Pro beslag. Denne version giver projektmarkedet mulighed for at vælge forbedret styrke og stabilitet – også på mindre budgetter.



THE FUTURE



OBJECTA PRO MED UNIVERSAL-BESLAG

Objecta Pro med bakteriehæmmende Polygiene er særdeles velegnet til projektmarkedet. Med sit slanke design og universalbeslag passer toiletsædet til en lang række toiletskåle.

OBJECTA PRO MED FAST BESLAG

Objecta Pro med fast beslag passer helt perfekt på et udvalg af toiletskåle. Harmonisk design med høj brudstyrke samt Polygiene-effekt gør Objecta Pro til et sikkert valg.

OBJECTA PRO

SLANKT DESIGN

Objecta Pro har samme design som Projecta Solid Pro, men er til forskel herfra til montering med fast eller universalbeslag. Samme materialer, samme farver og samme høje brudstyrke. Med Projecta Solid Pro og Objecta Pro får projektmarkedet derfor alle muligheder for at vælge stærkt design.





Pressalit Projecta Solid Pro

MED SOFT CLOSE

Nr. 1004 med låg / nr. 1003 uden låg.
Inkl. DG2 Universalbeslag, bundmonteret.
011 Hvid polygiene.

STANDARD


Nr. 1002 med låg / no. 1001 uden låg
Inkl. DG2 Universalbeslag, bundmonteret.
011 Hvid polygiene.



Pressalit Objecta Pro

STANDARD

Nr. 990 med låg / nr. 989 uden låg.
DH2 Univertikalbeslag, bundmonteret.
011 Hvid polygiene.



Pressalit A/S

Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788
F: 8788 8789

Direkte til salgsafd.:
T: 8788 8990
F: 8788 8639

frontdesk@pressalit.com
www.pressalit.com

Pressalit yder 10 års garanti på Deres toiletsæde. Ved materialeeller fabrikationsfejl, der viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen, sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbage betale købesummen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.

